

Come si sceglie un buon apparecchio per la misura della PA ?

Si consiglia scegliere (vedi anche www.swisshypertension.ch)

- Apparecchio con metodo oscillometrico
- Validazione con protocolli internazionali
- Sistema di misurazione automatico: misure singole, come opzione più misurazioni e media delle misurazioni
- Display semplice e di facile lettura
- Memoria per almeno 30 misure
- Accessori: bracciale in più misure (S,M,L, opzione XL), AC adapter; manuale d'uso in D,F,I,E e altre lingue